

Therapy *Sweet*

GEL CONDUTTORE 5000 ML THERAPY TANICA

Sheda dati tecnici

Informazioni generali	
Informazioni sul cosmetico	
Caratteristiche generali	Gel conduttore per apparecchiature a mezzo ultrasuoni, laser ed IPL
Funzioni e attività	Gel ad uso esterno per l'interfacciamento del trasduttore ad ultrasuoni, laser ed IPL e la cute, per l'ottimizzazione della trasmissione di onde sonore a frequenza ultrasonica. Agisce eliminando l'aria tra il trasduttore dell'apparecchio e la cute. Da utilizzarsi nella esecuzione di pratiche cosmetiche svolte con strumenti ad ultrasuoni, laser e luce pulsata.
Modo d'uso e di conservazione	E' raccomandato in tutte le applicazioni cosmetiche dove l'impiego di ultrasuoni, laser e luce pulsata richiede una interfaccia di accoppiamento tra il trasduttore e la pelle. Prima dell'uso verificare la data di scadenza, aprire la confezione ed usare. Non usare se la confezione è danneggiata. Evitare temperature inferiori a + 10°C o superiori a +60°C - . Viscosità 450000 cps
Informazioni sul packaging	
Caratteristiche generali	Tanica da 5000 ml
Informazioni commerciali	
Informazioni generali	Gel Conduttore Ultrasuoni Trasparente 5000 ml
Altre informazioni	Distribuito da: Professional System s.r.l.s. Via Alassio, 4/5 85100 Potenza (PZ)